

Elastase - Afføringsprøve

Til patienter

Vejledning til opsamling af afføringsprøve til undersøgelse for elastase

Formål

Du skal have foretaget en undersøgelse af din afføring for stoffet elastase (en markør som anvendes til vurdering af dit fordøjelsessystem).

Du får udleveret

- En frankeret og adresseret kuvert
- Et forsendelsesrør indeholdende et prøvetagningsrør
- Et stykke opsamlingspapir
- En rekvisitionsseddel

Vigtigt

Læs hele dette infoark før du starter opsamlingen. Fremgangsmåden er på bagsiden.

Afføringsprøven skal sendes samme dag, du opsamler den. Det er vigtigt at overholde dette pga. begrænset holdbarhed. Undlad venligst at opsamle prøven fredag, lørdag eller op til søn- og helligdage, da laboratoriet ikke modtager prøver disse dage.

På billedet herunder vises, med de røde pile, hvilken mærkat du skal benytte til de to rør.

Til forsendelsesrøret (det med hvidt låg), benyttes mærkaten nederst til venstre - den "lille" mærkat.

Til prøvetagningsrøret (det med brunt låg), benyttes mærkaten øverst til højre - den "store" mærkat.



Elastase - Afføringsprøve

Sådan gør du

2. Kontroller om der er mærkat påforsendelsesrøret, hvis der ingen mærkat er påsat, bedes du gøre dette (billede på forsiden af dette ark, viser dig hvilken mærkat du skal benytte - den "lille").
3. Tag prøvetagningsrøret (det med skeen) ud af forsendelsesrøret og kontroller også her om der er påsat mærkat. Hvis der ingen mærkat er påsat, bedes du gøre dette (billedet på forsiden af dette ark, viser dig hvilken mærkat du skal benytte - den "store"). Har prøven ikke et mærkat påført ved ankomst til laboratoriet, vil prøven ikke blive undersøgt - men kasseret.
4. Afføring må ikke komme i kontakt med toiletvand eller urin, derfor skal du bruge opsamlingspapiret, til opsamling af afføring. Alternativet til opsamlingspapiret kan være en engangstallerken/-beholder.
5. Tag prøvetagningshylsteret. Skru låget af og tag med den lille ske tre skefulde afføring op i prøvetagningsrøret. Skru låget godt til.
6. Anbring derefter prøvetagningsrøret i forsendelsesrøret og skru låget godt til.
7. Læg forsendelsesrøret indeholdende prøvetagningsrør samt rekvisitionseddelen, **som du bedes udfylde med dato**, i den frankerede og adresserede kuvert. Du kan aflevere kuverten med prøven hos egen læge eller til vores laboratorie, Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Sygehus Sønderjylland.
8. Du kan også sende prøven fra et posthus.

Spørgsmål

Har du spørgsmål i forhold til prøveopsamlingen, er du velkommen til at kontakte os alle hverdage mellem kl. 7.30 - 15.00.

Venlig hilsen

Personalet
Ambulatoriet,
Blodprøver, Biokemi og Immunologi
Sygehus Sønderjylland
Aabenraa tlf.: 79 97 46 57
Sønderborg tlf.: 79 97 46 01
Tønder tlf.: 79 97 46 90